



Geistlich
Biomaterials

SUAS MÃOS MÁGICAS – **NOSSO GEISTLICH BIO-OSS® 1.0 g**



1.0 g, grânulos pequenos

1.0 g, grânulos grandes



NOVA APRESENTAÇÃO DE 1,0 g PARA MAIOR FLEXIBILIDADE TERAPÊUTICA, MESMO SUCESSO CLÍNICO DE LONGO PRAZO

Apresentações disponíveis*:

Grânulos pequenos (0.25–1 mm)

0.25 g $\approx$ 0.5 cm³

0.5 g $\approx$ 1.0 cm³

NOVO: 1.0 g $\approx$ 2.0 cm³

2.0 g $\approx$ 4.0 cm³

Grânulos grandes (1–2 mm)

0.5 g $\approx$ 1.5 cm³

NOVO: 1.0 g $\approx$ 3.0 cm³

2.0 g $\approx$ 6.0 cm³

Tamanhos disponíveis:

13 × 25 mm

25 × 25 mm

30 × 40 mm



Sucesso clínico de longo prazo com Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide®¹

Confiável:

Taxa de sobrevivência do implante
91,9% com Geistlich Bio-Oss® e
Geistlich Bio-Gide® após 12–14 anos¹

Previsível:

Parede vestibular perfeitamente
preservada após 5–9 anos com
Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide®^{2,3}

ENXERTO
OSSEO MAIOR

ELEVÇÃO DO
ASSOALHO DO SEIO

Geistlich Bio-Oss®
0.25–1 mm
1.0 g $\approx$ 2.0 cm³



Geistlich Bio-Oss®
1–2 mm
1.0 g $\approx$ 3.0 cm³



UMA COMBINAÇÃO EFICAZ AMPLIADA




“Geistlich Bio-Oss® 1.0 g atende a demanda de uma linha de produtos ampliada! Maior flexibilidade na terapia de ROG para excelentes resultados funcionais e estéticos de longo prazo!”

PROF. MATTEO CHIAPASCO, MILÃO (ITÁLIA)

Enxerto com ROG, Prof. M. Chiapasco



Situação inicial pré-operatória das regiões 12 e 22. Osso vestibular reabsorvido devido a agenesia dos dois incisivos laterais.



Tomografia CBCT pré-operatória mostrando a extensão do defeito ósseo.



Situação intraoperatória do osso vestibular nas regiões 12 e 22.



Enxerto com mistura de partículas de osso autógeno e substituto ósseo bovino Geistlich Bio-Oss®.



Aplicação da membrana de colágeno Geistlich Bio-Gide® em duas camadas.



Resultado estético excelente um ano após a reconstrução protética.

Sua referência
n.º 1 no mundo^{5,6}

Excelente
qualidade^{7,8}

Biofuncionalidade
única¹⁻⁴

Fabricante

© Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
CH-6110 Wolhusen
Phone +41 41 492 56 30
Fax +41 41 492 56 39
www.geistlich-biomaterials.com

Filial Brasil

Geistlich Pharma do Brasil
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 - CJ. 131
E 134 TORRE SUL andar
São Paulo-SP
CEP: 01452-921
Tel (11) 3097-2555
Fax (11) 3097-2550
Email: info@geistlich.com.br
www.geistlich.com.br

**Informações mais detalhadas
sobre os nossos distribuidores:**
www.geistlich-biomaterials.com

- > **Mais de 1.000**
estudos pré-clínicos e clínicos
- > **Mais de 10 milhões**
de aplicações de Geistlich Bio-Oss®
- > **Mais de 4,5 milhões**
de aplicações de Geistlich Bio-Gide®
- > **A cada 18 segundos**
é usado um biomaterial Geistlich
- > **Líder mundial**
em odontologia regenerativa
durante 30 anos

Referências

- 1 Jung R. et al., Clin Oral Implants Res. 2013 Oct;24(10):1065-73
 - 2 Buser D et al., J Periodontol. 2013 Nov;84(11):1517-27. doi: 10.1902/jop.2013.120635. Epub 2013 Jan 24
 - 3 Jensen S.S. et al., J Periodontol. 2014 Nov;85(11):1549-56
 - 4 Mordenfeld A. et al., Clin Oral Implants Res. 2010 Sep; 21(9): 961-70
 - 5 iData Research Inc., US Dental Bone Graft Substitutes and other Biomaterials Market, 2013.
 - 6 iData Research Inc., European Dental Bone Graft Substitutes and other Biomaterials Market, 2013
 - 7 Certificado ISO 13485, pesquisa e desenvolvimento
 - 8 Certificado ISO 9001, gestão de qualidade multi-site
- * A disponibilidade dos produtos pode variar de país para país